


ソフトウェア開発キット

○ 商品コンセプト

- 圧力分布をお客様が作成したアプリケーションへ取り込むことができます

ソフトウェア開発キット



○ 特徴

- DLL (ライブラリ) の組込と操作で圧力分布を取得できます
- 圧力分布を使用した独自の表示や他デバイスと連動したアプリケーション開発が可能になります

 住友理工株式会社

○ 仕様

使用コンピュータは下記環境以上を推奨いたします。

※全ての環境での動作を保証するものではありません。

対象SRソフトビジョン	SRソフトビジョン (数値版) (半身版) SRソフトビジョン (全身版) (足圧版)
CPU	Intel® Core™ i5-2520M 2.50GHz 相当以上
Memory	2GB以上
OS	Windows®
USB	USB2.0 インターフェース

ソフトウェア開発キットの収録内容

通信DLL (cSrComCtrl.dll/cSrAirCtrl.dll)
通信DLL インターフェース仕様書
SRソフトビジョン (数値版/全身版/半身版/足圧版) 用
USBドライバ
サンプルビューワー実行ファイルおよびプロジェクト
サンプルビューワー操作マニュアル

○ ダウンロード



SRソフトビジョンをお持ちの方は、
当社Webページからダウンロードできます

[http://www.sumitomoriko.co.jp/
product/health/download.html](http://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/download.html)

ソフトウェア開発キットに含まれる内容は、再配布できません。
ソフトウェア開発キットはWindows OS向けです。製品はソフトウェア開発キットに含まれません。
全ての環境での動作を保証するものではありません。住友理工製品及び関連資料等に記載されている
R記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。

2020年4月

 **住友理工株式会社**

住友理工株式会社 健康介護事業室 Tel:0568-77-2975

<http://www.sumitomoriko.com/product/health/>